

Instrucciones Para el Paciente del Alineador Ezclear

Descripción del dispositivo

Los Alineadores EzClear son aparatos ortodónticos de poliuretano termoplástico hechos a medida.

Indicación de uso

Los Alineadores EzClear están indicados para el tratamiento de maloclusiones en pacientes con dentición permanente. Utilizando una serie de movimientos dentales menores incrementales, los Alineadores EzClear reposicionan secuencialmente los dientes mediante una fuerza continua y suave.

Precaución

- ✓ SÓLO Rx. La ley federal restringe la venta de este dispositivo a la venta por o bajo la orden de un Doctor en Medicina Dental.

Contraindicaciones

- Los pacientes cuyos dientes permanentes o segundos molares aún no han hecho erupción.
- Los pacientes con una higiene oral deficiente.
- Pacientes con enfermedad periodontal activa.
- Pacientes con prótesis o implantes dentales (Esta situación puede planificarse en la mayoría de los planes de tratamiento).

Advertencias

- ✓ Si tiene una reacción alérgica, deje de usar inmediatamente los Alineadores EzClear y póngase en contacto con su médico.

Precauciones

- Los alineadores no son estériles, enjuague antes de usarlos.
- La ingestión accidental de los alineadores puede ser perjudicial.
- Mantenga los alineadores alejados de los niños y de las mascotas.
- Mantenga sus alineadores alejados de líquidos calientes, ácidos, dulces y de colores intensos.
- Mantenga sus alineadores fuera del calor excesivo.
- No use los alineadores cuando coma, beba, mastique chicle o use productos de tabaco.
- Cepíllese y use hilo dental después de comer para evitar que la comida se atasque en los dientes y debajo de los alineadores.
- Limpie los alineadores después de cepillarse los dientes, cepillándolos suavemente con un cepillo de dientes y pasta de dientes y enjuagándolos con agua fría.

Complicaciones

Los alineadores pueden causar efectos secundarios graves; sin embargo, estos efectos secundarios sólo se producen en un pequeño número de personas. Su dentista puede ayudar a controlarlos. Estos efectos secundarios suelen desaparecer rápidamente cuando el paciente deja de usar los alineadores. Estos efectos secundarios incluyen:

- ❖ Daños en los tejidos
- ❖ Recidiva (movimiento de los dientes después del tratamiento)
- ❖ Extracciones (extracción de dientes)
- ❖ Decalcificación y caries dental (higiene del paciente)
- ❖ Reabsorción radicular
- ❖ Daños en el nervio
- ❖ Enfermedad periodontal
- ❖ Lesiones por aparatos de ortodoncia
- ❖ Disfunción de la articulación temporomandibular (mandíbula)
- ❖ Impactado, Anquilosado, Dientes no erupcionados
- ❖ Ajuste oclusal
- ❖ Alergias
- ❖ Complicaciones debidas a los terceros molares
- ❖ Complicaciones debidas al uso de productos de tabaco
- ❖ Complicaciones debidas al dispositivo de anclaje temporal

Si se produce alguna de las complicaciones mencionadas anteriormente, puede ser necesario remitirse al dentista de la familia o a otro especialista médico o dental para recibir un tratamiento más completo.

Procedimiento recomendado

1. Retire con cuidado los alineadores EzClear del paquete EzClear y examine si hay defectos. No utilice equipos defectuosos.
2. Enjuague bien los alineadores EzClear con agua fría.

3. Colóquese los alineadores EzClear de la fase 1 en los dientes y empújelos hacia abajo. Lleve estos alineadores durante 22 horas al día durante dos semanas.

4. Los alineadores EzClear le quedarán bien ajustados y le ejercerán presión sobre los dientes. Esta presión disminuirá con el tiempo a medida que use los alineadores

Nota: Puede que note un ligero ceceo cuando empiece a usar sus alineadores. Esto normalmente desaparece después de unos días. Puede que experimente sequedad de boca durante el tratamiento con los alineadores, beba agua.

5. Use cada etapa de los alineadores durante dos semanas antes de pasar a la siguiente etapa de los alineadores.

6. Sus paquetes de alineadores están numerados secuencialmente para facilitar su identificación.

7. Una vez que haya llevado el alineador durante una semana, pase a su siguiente alineador.

8. Una vez que haya pasado al siguiente retenedor en su tratamiento, mantenga su alineador usado anteriormente en el paquete en el que vino, por si acaso pierde o rompe el actual. Antes de guardar el alineador, enjuague bien con agua fría.

Periodo de uso/almacenamiento

- ✓ El alineador debe usarse 22 horas al día.
- ✓ Guarde sus alineadores en el estuche del alineador EzClear cuando no los use.